

JOINSTAR COVID-19 Antigen-Schnelltest (Latex)

Endlich ein Antigen Schnelltest ohne Nasen- oder Rachenabstrich



Was ist der JOINSTAR COVID-19 Antigen-Schnelltest?

Der JOINSTAR Schnelltest ist für den Nachweis von SARS-CoV-2 in Speichel-, Sputum-(Auswurf) oder Stuhl-Proben. Da für die Durchführung des Tests kein unangenehmer Nasen- oder Rachenabstrich notwendig ist, eignet sich dieser nicht invasive Schnelltest besonders auch für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Auch sind die Probenentnahmeröhrchen bereits fertig mit der richtigen Menge an Pufferlösung bestückt, so dass sich die Tests zeitsparend mit weniger Arbeitsschritten, als bei anderen Schnelltests, und mit geringerem Fehlerpotential durchführen lassen. Das Testergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Dieses Produkt ist für den professionellen Einsatz in Labor- und Point-of-Care-Umgebungen, als auch für geschultes Personal außerhalb eines Labors bestimmt.

Produktdetails

- Hergestellt von dem nach ISO 13485 zertifizierten Hersteller JOINSTAR
- Testdurchführung mit oropharyngealem Speichel, Sputum oder Stuhl
- Besonders beliebt, da keine invasive Probennahme notwendig
- Qualitativer Nachweis von SARS-CoV-2
- BfArM-gelistet und damit erstattungsfähig
- Sensitivität bei Sputum/Stuhl 95%, Spezifität 100%
- Keine Kreuzreaktivität
- Schnelle Testergebnisse innerhalb von 15 Minuten
- Weniger Handling und damit einfacher in der Handhabung durch fertig mit Pufferlösung bestückte Probenentnahmeröhrchen
- Lagerungstemperatur: 2 - 30°C (Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum)
- Testdurchführung nur durch medizinisches Fachpersonal oder geschultes Personal
- 1 Packung mit 25 Testkassetten oder als Einzelverpackung erhältlich
- Anwendung im Video zur Schulung verfügbar

Was ist im Test-Kit enthalten?

Das Kit ist einsatzbereit und enthält alle zur Durchführung eines Tests erforderlichen Komponenten. Lieferumfang in der Verpackungseinheit mit 25 Tests: Testkassetten, Probenentnahmeröhrchen, Einweg-Pipetten, Einweg-Tüten zum Auffangen von Probenmaterial (Sputum, Speichel) und Packungsbeilage.

Die einzelnen Komponenten des Test-Kits



Das Probenmaterial von Speichel oder Sputum wird in die Einweg-Tüte eingebracht und mit der Einweg-Pipette in das Probeentnahmeröhrchen überführt.



Mit Pufferlösung bestückte Probenentnahmeröhrchen. Keine lästiges Handling mit kleinen Röhrchen, kein Einfüllen der Pufferlösung, kein Versiegeln der Teströhrchen mit Verschlusskappe. Damit sparen sie Arbeitsschritte und ist in der Testdurchführung einfach effektiver.



Die Testkassette ist genauso einfach zu handhaben, wie man es von anderen Lateral-Flow-Test kennt. 3 Tropfen aufbringen und das Ergebnis nach 15 Minuten ablesen.

Im Anhang folgen weitere Informationen:

- Info für die Probengewinnung – 4 Seiten
- Gebrauchsanweisung – 4 Seiten
- EC Declaration of Conformity – 1 Seite
- ISO 13485 Zertifikat – 1 Seite
- Clinical Study Report – 6 Seiten